



## Comment désinfecter mon matériel et mon véhicule ?

(diapo n°15)

Décontaminer le tensiomètre et le saturomètre avec un détergent désinfectant virucide ou avec de l'eau de javel 0,5% avant de les ranger dans votre valise.

NB : la solution d'eau de javel 0,5% est à réaliser chaque jour. Cf. le tuto à l'adresse suivante : <https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/french-chlorine-5percent.pdf>

Décontaminer également votre stylo et votre valise.

Les appareils utilisés ne doivent pas être déposés sur des surfaces, comme une table ou un lit.

Après chaque visite et avant entrée dans votre véhicule, une hygiène des mains par friction hydroalcoolique doit être réalisée.

A la fin de la tournée, il convient de décontaminer le volant et tous les accessoires dans votre véhicule qui ont été touchés avec un détergent désinfectant virucide ou avec de l'eau de javel 0,5%.